

オータム&ウィンター キャンペーン

Autumn & Winter Campaign

増刊号

期間：2011年12月1日～2012年3月31日まで

新登場!

詰め替え用 フィルターチップ

Eclipse™

U N O PIPETTE TIP REFILL SYSTEM

イクリップス UNO
フィルターチップ

P2~



RC-0150 丸底
サンプリングチューブ
■ 容量 1.5mℓ ■

P5

遠沈管
スーパーシールキャップ
■ 容量 50mℓ ■

P4



eppendorf
ピペット
P10~



※ eppendorf キャンペーン期間のみ2012年2月29日迄です。

イクリプス
 詰め替えチップに
 フィルターチップが

新登場!




詰め替え用 フィルターチップ

EclipseTM
 U N O PIPETTE TIP REFILL SYSTEM

Green Facts

Eclipse 詰め替えチップは地球環境への負担を減らす為、従来の詰め替えチップに比べ大幅にゴミのカットに成功しました。パッケージは再生紙を使用し、重金属を含まない大豆インクで印刷しております。

ゴミの大幅カット



チップに触れずに詰め替え可能

スナップロードカバーにより詰め替え時にチップに直接触れない為、チップを清潔に保てます。

特別な器具を必要とせず、どなたでも簡単に詰め替えが可能です。



スナップロードカバーをゆっくりと真上に持ち上げる。



チップをラックにセット。スナップロードカバーを上から押し込み、ラックにプレートを固定させる。

新製品

1051/1055/1059/1057

イクリプス UNO フィルターチップ ■容量 0.1～1,000 μl ■

滅菌
ガンマー線

Human
DNA
FREE

Nuclease
FREE

オート
クレーン
121℃

PP
ハーフ
ラジエーション

labcon
NORTH AMERICA

1051 容量 0.1～10 μl 全長 32mm



1055 容量 1～40 μl 全長 50mm



1059 容量 1～200 μl 全長 52.5mm




1057 容量 100～1,000 μl 全長 89mm



適応ピペット ギルソン・エッペンドルフ 他

ラブコンフィルターチップ

- イクリプス UNOはガンマー線滅菌です。
- 特許を取得した、エンドトキシンプリー10ミクロンの多孔性疎水性のフィルターはエアロゾルからのコンタミネーションを完全に防ぎます。
- ロットナンバーごとに Nuclease Free、Human DNA Freeが保証されています。



These tips include an endotoxin free 10 micron patented porous hydrophobic filter that is proven to block aerosol contamination**.



ラックにはリサイクルプラスチックを使用しております。

(チップはリサイクルされたものではありません。)

イクリプスUNO フィルターチップ 空ラック

注文コード	商品 No.	入 数	特別価格
145001	1280-960	10個/トレイ	¥1,600
145003	1279-960	6個/トレイ	¥1,600



注文コード	商品 No.	仕 様	入 数	価 格	1本あたり	対応 ラック
141060	1051-225	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10個/トレイ	¥ 8,900	¥9.27	1280-960
141061	1055-225	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10個/トレイ	¥ 8,900	¥9.27	1280-960
141062	1059-225	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10個/トレイ	¥ 8,900	¥9.27	1280-960
141063	1057-225	詰め替えチップ 滅菌	96本立×8個/トレイ	¥ 8,000	¥10.4	1279-960

※イクリプスUNOフィルターチップ「1059/1057-225」に関しては、各々、Labconフィルターチップ滅菌タイプ(1059/1057-965)のラックを詰め替え用ラックとしてご使用いただけますが、「1051/1055-225」に関しては、ご使用いただけません。

得
セット

イクリプスUNO フィルターチップ セット購入でさらにお得!!



新発売記念特別プライス!!

注文コード	商品 No.	仕 様	入 数	価 格	特別価格	1本あたり
141070	1051-225+1280-960セット	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10/トレイ+10個/トレイ	¥10,500	▶ ¥ 9,400	¥9.79
141071	1055-225+1280-960セット	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10/トレイ+10個/トレイ	¥10,500	▶ ¥ 9,400	¥9.79
141072	1059-225+1280-960セット	詰め替えチップ 滅菌	96本立×10/トレイ+10個/トレイ	¥10,500	▶ ¥ 9,400	¥9.79
141073	1057-225+1279-960セット	詰め替えチップ 滅菌	96本立×8/トレイ+6個/トレイ	¥ 9,600	▶ ¥ 8,500	¥11.1

遠沈管 スーパーシールキャップ ■ 容量 50ml ■




リニューアール

● キャップ内側にエラストマー樹脂がシールされ、液漏れや、長期保存時の蒸発が起りにくくなりました。 (※15mlに変更はありません。)

50ml ラブコン遠沈管 (滅菌)

- アメリカで研究用に幅広く使用されている高品質、低価格の遠心チューブです。
- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer) です。
- フタの材質はポリエチレン製で、内側にエラストマー樹脂がシールされた、リークプルーフタイプ。
- チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が行えます。
- 容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
- 片手で簡単に開け閉めできます。



※50ml ラブコン遠沈管(滅菌)

	50ml
使用温度	-40℃ ~122℃
チューブ全長	115mm
チューブ内径	25mm
チューブ外径	29mm
フタ外径	35mm
フタ高さ	13mm
キャップ時全長	117mm

MAX.	50ml ラブコン遠沈管
	20,000RCF

Labcon 社 データ

R.C.F. = $(11.17 \times 10^{-7}) RN^2$
 R = Radius in mm. from centrifuge spindle to point in tube.
 N = Speed of spindle in R.P.N.

上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mlチューブ:12ml/50mlチューブ:40ml)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
 ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

注文コード	商品 No.	容量	入数	価格	特別価格	1本あたり
153012	3181-345	スーパーシールキャップ 滅菌	50ml 500本(50本/袋×10)	¥23,000	▶ ¥11,500	¥23.0

RC-0150 丸底

サンプリングチューブ ■ 容量 1.5mℓ ■

Nuclease FREE
 オートクレーン 121℃
 フリーズ -80℃
 P.P. ハーゲン初アロヒソ

新製品



- キャップは密封性の高いアンダーカット構造。
- フラットキャップタイプ。
- チューブ側面には大きな書きこみスペースがあります。
- 20,000RCFの遠心が可能です。
 ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。



注文コード	商品 No.	容 量	入 数	価 格	特別価格	1個あたり
113004	RC-0150 丸底	1.5mℓ	1,000本/袋	¥ 2,500	▶ ¥ 1,900	¥1.90
			10,000本 (1,000本/袋×10)	¥25,000	▶ ¥17,500	¥1.75

ホモジナイザーペッスル

Nuclease FREE
 オートクレーン 121℃

1004-39 0.5mℓ チューブ用ホモジナイザーペッスル
1005-39 1.5mℓ チューブ用ホモジナイザーペッスル

- カラー (青、緑、赤、オレンジ、紫)




注文コード	商品 No.	仕 様	材 質	入 数	価 格
138005	1004-39	0.5mℓ チューブ用	P.P.	10本 (カラーミックス)	¥ 1,000
138006	1005-39	1.5mℓ チューブ用			¥ 1,000

※キャンペーン対象外

B300L/B200L/B1000L

マキシマムリカバリーチップ ■ 容量 0.5～1,000 μl ■




マキシマムリカバリーチップ
 マキシマムリカバリーシリーズチップは、従来あるシリコナイズチップとはまったく違う製法により、非常に優れた液切れ特性を持っていますので貴重なサンプルを無駄にしません。

注文コード	商品 No.	仕	様	入	数	価	格	特別価格	1本あたり
121003	B300L	バルクタイプ		1,000本/袋		¥ 3,000	▶	¥ 1,800	¥1.80
122005	B300LR	ラックタイプ	滅菌	96本立	10個/箱	¥ 5,900	▶	¥ 3,540	¥3.69
122006	B300LRS	ラックタイプ	滅菌	96本立	10個/箱	¥ 7,500	▶	¥ 4,500	¥4.69
121001	B200L	バルクタイプ		1,000本/袋		¥ 3,000	▶	¥ 1,800	¥1.80
122001	B200LR	ラックタイプ	滅菌	96本立	10個/箱	¥ 5,900	▶	¥ 3,540	¥3.69
122002	B200LRS	ラックタイプ	滅菌	96本立	10個/箱	¥ 7,500	▶	¥ 4,500	¥4.69
121002	B1000L	バルクタイプ		1,000本/袋		¥ 3,500	▶	¥ 2,100	¥2.10
122003	B1000LR	ラックタイプ	滅菌	100本立	10個/箱	¥ 6,500	▶	¥ 3,900	¥3.90
122004	B1000LRS	ラックタイプ	滅菌	100本立	10個/箱	¥ 8,000	▶	¥ 4,800	¥4.80



5ML/10ML

マクロチップ ■ 容量 1～10ml ■




適合ピペット
 エッペン、パイオヒット

適合ピペット
 ギルソンP5000用

適合ピペット
 ギルソンP10ml用



注文コード	商品 No.	仕	様	入	数	価	格	特別価格	1本あたり
131001	PT-5E	バルクタイプ		(250本×2)	500本/袋	¥ 5,300	▶	¥ 2,650	¥5.30
132001	RPT-5E	ラックタイプ	滅菌	50本立	1個	¥ 1,000	▶	¥ 500	¥10.0
132002	SRPT-5E	ラックタイプ	滅菌	50本立	1個	¥ 1,200	▶	¥ 600	¥12.0
131002	PT-5ML	バルクタイプ		(250本×2)	500本/袋	¥ 5,300	▶	¥ 2,650	¥5.30
132003	RPT-5ML	ラックタイプ	滅菌	50本立	1個	¥ 1,000	▶	¥ 500	¥10.0
132004	RPT-5MLS	ラックタイプ	滅菌	50本立	1個	¥ 1,200	▶	¥ 600	¥12.0
131004	PT-10MLG	バルクタイプ			200本/袋	¥ 3,900	▶	¥ 1,950	¥9.75
132014	RPT-10MLG	ラックタイプ	滅菌	25本立	1個	¥ 1,200	▶	¥ 600	¥24.0
132015	RPT-10MLSG	ラックタイプ	滅菌	25本立	1個	¥ 1,400	▶	¥ 700	¥28.0




※ PT-10MLGは、旧カタログPT-10MLの目盛付きとなりますが、チップが長くなったため、旧カタログ RPT-10ML/RPT-10MLSのラックにはご使用できません。

カルチャーチューブ (滅菌)

■ 容量 4mℓ / 12mℓ ■

滅菌
ガンマー線

Simport



再シール可能なファスナー付バッグ

カルチャーチューブ サイズ

カルチャーチューブ	4mℓ (T415-2A)	12mℓ (T416-2A)
チューブ全長	75mm	93mm
チューブ内径	10mm	15mm
チューブ外径	12mm	17.4mm
フタ外径	16mm	22mm
フタ高さ	14mm	18.5mm
キャップ時全長	78.5mm	95mm




- 3,000×Gの遠心が可能です。
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
- キャップはポリエチレン製です。
- 2ポジションキャップ付。
- 目盛り付き。

注文コード	商品 No.	容量	材質	入数	価格	特別価格	1本あたり
163048	T415-2A	滅菌 4mℓ	P.P.	500本 (25本×20)	¥ 15,000	▶ ¥ 6,600	¥ 13.2
163049	T416-2A	滅菌 12mℓ	P.P.	500本 (25本×20)	¥ 17,000	▶ ¥ 7,700	¥ 15.4

T301

クライオバイアル® ■ 容量 1.2~2.0mℓ ■

滅菌
ガンマー線
オートクレーブ
121℃
フリーズ
-80℃
P.P.
ポリプロピレン



TUBE STYLE

T301-1	T301-2	T301-3
1.2mℓ	2.0mℓ	2.0mℓ
自立型	自立型	丸底

T312-7 カラーコードインサート



※キャンペーン対象外

- オートクレープ時はキャップをゆるめて下さい。
- 液体窒素の気相での試料保存が可能です。
(解凍時にはフェースシールド、グローブを使用して下さい。)
- チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。
- チューブは17,000×Gの遠心が可能です。(丸底のみ)
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
- 特別仕様のシリコンOリングキャップは密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
- キャップには種別に便利なカラーコードインサートをはめ込むことができます。

注文コード	商品 No.	容量	形状	入数	価格	特別価格	1個あたり
163044	T301-1	滅菌 1.2mℓ	自立型	500本 (100×5袋)/箱	¥ 19,000	▶ ¥ 13,300	¥ 26.6
163045	T301-2	滅菌 2.0mℓ	自立型	500本 (100×5袋)/箱	¥ 19,000	▶ ¥ 13,300	¥ 26.6
163046	T301-3	滅菌 2.0mℓ	丸底	500本 (100×5袋)/箱	¥ 19,000	▶ ¥ 13,300	¥ 26.6
165011	T312-7	カラーコードインサート(アソート)		500個 (100×5袋)	¥ 2,700		※キャンペーン対象外



DW-11

1.1mℓ 96ディープウェルプレート



1.1mℓ
丸穴/丸底

- HTS (High Throughput Screening) に使用できます。
- 微量のサンプル保存・培養用。
- SBSフォーマット

Working Volume 1.09mℓ
 Volume with mat 1.01mℓ

注文コード	商品 No.	容量	穴数	入数	価格	特別価格
123033	DW-11	1.1mℓ	96穴	50個/箱	¥28,000	▶ ¥19,600
						1個あたり ¥392

DW-20

2.0mℓ 96ディープウェルプレート



2.0mℓ
丸穴/丸底

- HTS (High Throughput Screening) に使用できます。
- サンプル保存・培養用。
- SBSフォーマット

Working Volume 1.64mℓ
 Volume with mat 1.56mℓ

注文コード	商品 No.	容量	穴数	入数	価格	特別価格
123034	DW-20	2.0mℓ	96穴	50個/箱	¥28,000	▶ ¥19,600
						1個あたり ¥392

DW-20SQ

2.0mℓ 96ディープウェルプレート




2.0mℓ
角穴/丸底

- HTS (High Throughput Screening) に使用できます。
- サンプル保存・培養用。
- SBSフォーマット


Working Volume 2.20mℓ
 Volume with mat 2.04mℓ

注文コード	商品 No.	容量	穴数	入数	価格	特別価格
123035	DW-20SQ	2.0mℓ	96穴	50個(25個×2)/箱	¥28,000	▶ ¥19,600
						1個あたり ¥392

BF-400 シーリングフィルム



Nuclease
FREE




30% OFF

- 培養細胞をコンタミネーションから守るガス透過性フィルム
- 材質:通気性レーヨン 半透明
- 使用可能温度:-20℃~80℃
- シール:圧着方式
- 対応プレート:SBS規格P.P.製、P.S.製96穴プレートなど
- サイズ・厚み:153×82.3mm 50μm

注文コード	商品 No.	入数	価格	特別価格
128017	BF-400	100枚/箱	¥ 12,000	▶ ¥ 8,400 1枚あたり¥84.0

RD-2ML 96ディープウェルプレート用マット




Nuclease FREE
オートクレーブ 121℃
フリーズ -80℃

30% OFF

- DW-11 と DW-20 両方に適応。(丸穴用)
- ウェル中央にサンプル採取用の穴あけができます。
- シリコンラバー製

注文コード	商品 No.	入数	価格	特別価格
128009	RD-2ML	10枚/袋	¥ 7,500	▶ ¥ 5,250

RD-2MLSQ 96ディープウェルプレート用マット



Nuclease FREE
オートクレーブ 121℃
フリーズ -80℃

30% OFF

- DW-20SQに適応。(角穴用)
- シリコンラバー製


注文コード	商品 No.	入数	価格	特別価格
128010	RD-2MLSQ	10枚/袋	¥ 7,500	▶ ¥ 5,250

RMCプレート
0.5ml 96ディープウェルプレート

滅菌電子鍋
オートクレーブ 121℃
フリーズ -80℃

30% OFF

- プラスミド・ミニプレップ、シーケンスリアクションにご使用いただけます。
- 別売キャップバンド使用によりDNA等の保存が可能です。
- コンパクトで積み重ねでき、オートクレーブが可能です。
(キャップはオートクレーブ不可:ポリエチレン製)
- マルチチャンネルピペット等の96ウェルプレート用システムが利用できます。
- RMCプレート用シリコンラバーマット RD-500ULもございます。
(総合カタログP104掲載)



注文コード	商品 No.	容量/規格	材質	穴数	入数	価格	特別価格
103005	30001	0.5ml	P.P.	96穴	20枚/箱	¥ 8,000	▶ ¥ 5,600
103007	30002		滅菌 P.P.			¥ 10,000	▶ ¥ 7,000
108001	40001	8連式キャップ	P.E.		60個/袋×4	¥ 8,000	▶ ¥ 5,600
108002	40002		滅菌 P.E.			¥ 10,000	▶ ¥ 7,000

eppendorf PIPETTE Campaign

エッペンドルフピペットキャンペーン

eppendorf
30% OFF



期間：2011.11/1～2012.2/29まで

※イナ・オプティカの他のキャンペーンと期間が異なりますので、ご注意ください。

品名・形式	注文コード	販売単位	希望小売価格	特別価格		
リファレンス 4910 	0.1-2.5 μ L	93140	1本	¥36,100	¥25,270	
	0.5-10 μ L	93141	1本	¥36,100	¥25,270	
	4910/クリスタル	2-20 μ L	93142	1本	¥36,100	¥25,270
	2-20 μ L	93143	1本	¥33,000	¥23,100	
	10-100 μ L	93144	1本	¥33,000	¥23,100	
	50-200 μ L	93148	1本	¥33,000	¥23,100	
	50-250 μ L	93145	1本	¥33,000	¥23,100	
	100-1000 μ L	93149	1本	¥33,000	¥23,100	
リファレンス パック	500-2500 μ L	93147	1本	¥36,100	¥25,270	
	1	93132	1セット	¥95,500	¥66,850	
リサーチプラス V 	2	93131	1セット	¥92,300	¥64,610	
	0.1-2.5 μ L	94712	1本	¥35,000	¥24,500	
	0.5-10 μ L	94713	1本	¥35,000	¥24,500	
	2-20 μ L/クリスタル	94714	1本	¥35,000	¥24,500	
	2-20 μ L/イエロー	94715	1本	¥32,000	¥22,400	
	10-100 μ L	94716	1本	¥32,000	¥22,400	
	20-200 μ L	94717	1本	¥32,000	¥22,400	
	30-300 μ L	94718	1本	¥32,000	¥22,400	
	100-1000 μ L	94719	1本	¥32,000	¥22,400	
	0.5-5mL	94720	1本	¥35,000	¥24,500	
リサーチプラス パック	1-10mL	94721	1本	¥37,000	¥25,900	
	1	94731	1セット	¥89,000	¥62,300	
	2	94732	1セット	¥86,000	¥60,200	

*製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

イナ・オプティカ限定特典！！

eppendorf ピペット1本 ご購入につき、
もれなく、『ECOラック 5個』プレゼント！



ECOラック ER-24

環境に優しい紙製ラックで、折りたためるので、
省スペースで収納できます。

1.5/2.0mLチューブ用紙ラック

ER-24 5個
プレゼント！



サイズ：80×115×28mm

注文コード	商品 No.	仕様	穴径	入数	価格
204050	ER-24	24本立	φ11mm	10個	¥980

※キャンペーン対象外

品名・形式	注文コード	販売単位	希望小売価格	特別価格
 リサーチプラスM 8-チャンネル	0.5-10 μ L	1本	¥87,000	¥60,900
	10-100 μ L	1本	¥84,000	¥58,800
	30-300 μ L	1本	¥84,000	¥58,800
 リサーチプラスM 12-チャンネル	0.5-10 μ L	1本	¥97,000	¥67,900
	10-100 μ L	1本	¥95,000	¥66,500
	30-300 μ L	1本	¥95,000	¥66,500

品名・形式	注文コード	販売単位	希望小売価格	特別価格
 Xplorer シングルチャンネル	0.5-10 μ L	1本	¥69,000	¥48,300
	5-100 μ L	1本	¥69,000	¥48,300
	15-300 μ L	1本	¥69,000	¥48,300
	50-1000 μ L	1本	¥69,000	¥48,300
	0.25-5mL	1本	¥69,000	¥48,300
 Xplorer 8-チャンネル	0.5-10 μ L	1本	¥120,000	¥84,000
	5-100 μ L	1本	¥120,000	¥84,000
	15-300 μ L	1本	¥120,000	¥84,000
	50-1200 μ L	1本	¥120,000	¥84,000
	 Xplorer 12-チャンネル	0.5-10 μ L	1本	¥144,000
5-100 μ L		1本	¥144,000	¥100,800
15-300 μ L		1本	¥144,000	¥100,800

*製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

詳細は下記サイトをご覧ください。

www.eppendorf.com/jp



期間：2012年3月末まで
オータム&ウィンターキャンペーンも好評実施中！！

CR-20-0 / CR-20-20
 アイソフリーズ フリッパー


特別価格



CR-20-0



CR-20-20



- アイソフリーズフリッパー温度保持システムはPCRの試薬、酵素、細胞および温度変化に繊細な試薬などをフリーザーから実験台に移動する時などに、チューブ内の物質を一定の温度に保つことができます。
- フリーザーの故障や停電等により一時的に温度保持ができなくなる等の緊急時にも検体、試薬を守ります。
- 保持する温度によって2種類のモデルが用意されています。
 CR-20-20は実験台上において-10℃～-20℃を約3時間保持できます。
 CR-20-0は実験台上において0℃を約3時間保持できます。

- 上下のユニットは特殊な接着剤によりしっかり固定されています。
- フタは厚く透明で、確実に温度を保持しながらも中を確認できます。
- 上面には1.5/2.0mlマイクロチューブおよびスクリューキャップチューブを20本収容できます。また、裏返しにすれば0.5mlチューブを20本収容することができるようになっています。
- 使用方法：-20℃で約8時間冷却し、その後30分ほど常温においてから使用してください。すぐに使用されると試料が凍結する場合があります。

注文コード	商品 No.	適応チューブ	仕様	縦×横×高さmm	穴径 mm	入数	特別価格
134001	CR-20-0 白 0℃保存用	1.5/2.0mlチューブ 0.5mlチューブ	20本立	108×172×104	φ12(表) φ8(裏)	1個	¥ 6,500
134002	CR-20-20 青 -20℃保存用	1.5/2.0mlチューブ 0.5mlチューブ				1個	¥ 6,500

※消費税は別途ご請求させていただきます。
 ※特別価格につき、ご注文の数量によっては送料がかかる場合がございます。

本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。



株式会社 **イナ・オプティカ**

本社
 〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 (オブテックダイエール)
 TEL: 06-6882-6006 FAX: 06-6882-6116

福岡営業所
 TEL: 092-623-8122 FAX: 092-623-8123

長野営業所/信州配送センター
 TEL: 0265-86-2434 FAX: 0265-86-5613

<http://www.bio-bik.co.jp>
 E-mail: info@bio-bik.co.jp

販売店