



Elbow-Length Gloves (肘丈グローブ)

グローバルレベルの プロテクション



グローブと袖口のわずかな隙間でも危険を伴う場合があります。グローブ着用者の安全をより高めるため、キンバリークラークは新しくウルトラブルーニトリルグローブを発売します。

キムテックサイエンス* ウルトラブルーニトリルグローブ

NEW

16インチ (40cm) ロンググローブで世界水準の安全性!



最高クラスのプロテクション

- ピンホール試験：最高レベル AQL0.65
- 厚さ6.3mil(0.16mm)は優れた強度を提供します。
- 手のひらと指先に滑り止めのエンボス加工を施してあります。

特長

- 16インチ(40cm)の長さは、前腕までをカバーできます。
- 袖口がピース加工されており、強度および装着性に優れています。
- 左右兼用
- パウダーフリー
- 非滅菌
- 幅広い化学薬品に耐性のあるニトリルゴム製。
- 天然ゴムラテックスは一切含まないため、ラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。



世界レベルの品質を提供します。

- PPE Category III product as classified by EC Council
(EC分類PPEカテゴリIII製品)
- EN Norms EN420:2003に準拠
- Food contact approved
US FDA 21 CFR 177.2600 [Rubber Articles]に合格
(抽出物量の測定)
- クオリティ システムISO9001に準拠
- EN374-1, EN374-2, EN374-3テストに準拠
- EN-1149静電気特性テストに準拠



キムテックサイエンス* ウルトラブルーニトリルグローブ

注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188201	47976	S	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188202	47977	M	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188203	47978	L	50枚/箱	¥3,000	50枚×10

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

株式会社 イナ・オプティカ

本 社

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail: info@bio-bik.co.jp

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613

販売店