

ラベンダー ニトリルグローブ

数量限定!

SPECIAL PRICE SALE

2021.7.20 (Tue.) ➡ 2021.9.15 (Wed.)

ラベンダーニトリルグローブ



数量限定! 今だけお得な

¥5,900

(1枚あたり ¥23.6)



250 枚入

厚さ 中指先:0.08mm
手のひら:0.06mm
袖:0.05mm

長さ 242mm




ゴミ削減

スペース削減

一般的な100枚入
グローブに比べ
収納スペースやゴミを
削減することができます



合計500枚



合計500枚

非常にやわらかく、長時間の装着でも
蒸れにくい超薄型素材

ラテックスグローブのようなフィット感

優れた操作性

- 原料、製造工程での環境負荷物質不使用
- 日本食品衛生法、RoHS指令(10物質)、REACH規定、
米国化学防護手袋規格 ASTM F739(JIS規格 T8116同一)に準拠
- ASTM-F1671ウイルス透過性試験合格

注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	特別価格	1枚あたり
188151	52816	XS	250枚/箱	¥8,500 ▶	¥5,900	¥23.6
188152	52817	S	250枚/箱	¥8,500 ▶	¥5,900	¥23.6
188153	52818	M	250枚/箱	¥8,500 ▶	¥5,900	¥23.6
188154	52819	L	250枚/箱	¥8,500 ▶	¥5,900	¥23.6

※SPECIAL PRICE SALE期間中でも限定数量に達し次第、特別価格での販売を終了させていただきます。

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※ご注文の数量によっては送料がかかる場合がございます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

株式会社 **イナ・オプティカ**

本 社

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail:info@bio-bik.co.jp

販売店

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

東京事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-1-9 日本橋Tビル602
TEL 03-6661-6438 FAX 03-6661-6439

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613