【【MTECH 2022年6月28日(火)~2022年8月26日(金)

期間限定お試しセール

キムテックピュア* A6 クリーンルームアパレル 未滅菌

使いやすい安心機能

★ウェア/フード一体型

★着用時を考慮した パッキング方法と スナップテクノロジー

★手首保護ループ

着用時のストレスを軽減 背中の通気性を確保したハイブリッド素材



フィルムラミネート (背中部分以外)

背中部分以外はフィルムラミネートされており、薬剤等の 浸透を防ぎ、化学的防護性に 優れた素材です。



SMS 素材 (背中部分)

背中部分は通気性に優れた SMS素材です。フィルムラ ミネートされておりません。



A6 クリーンルームアパレルおよび一般的な防護服を着用し、作業 1 時間後の背面温度を測定比較した。結果、A6 アパレルの方が温度が低く、温度ムラもなかった。



一般的な防護服



キムテックピュア A6クリーンルームアパレル

お試し特価¥12,500/箱

一着あたり **¥500**

価格は消費税別

| 注文コード | 商品 No. | 仕様 | サイズ | 入数 | |
|--------|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 188176 | 47681 | 個包装 | S | 25 枚 (1枚毎包装×25パック)/箱 | |
| 188177 | 47682 | 個包装 | М | 25 枚 (1枚毎包装×25パック)/箱 | |
| 188178 | 47683 | 個包装 | L | 25 枚 (1 枚毎包装 ×25 パック)/ 箱 | |
| 188179 | 47684 | 個包装 | XL | 25 枚 (1 枚毎包装 ×25 パック)/ 箱 | |
| 188905 | 47685 | 個包装 | 2XL | 25 枚 (1 枚毎包装 ×25 パック)/ 箱 | |



防護性能イメージ



A6 解説動画はこちら

KIMTECH は Kimberly-Clark の登録商標です

KIMTECH[®] 操作性と快適性に優れた新製品 キムテック エレメントニトリルグローブ

期間限定お試しセール 2022年6月28日(火)~2022年8月26日(金)



| 注文コード | 商品 No. | サイズ | 入数 | お試し特価 |
|--------|--------|-----|--------|--------|
| 188231 | 53816 | XS | 250枚/箱 | ¥2,700 |
| 188232 | 53817 | S | 250枚/箱 | ¥2,700 |
| 188233 | 53818 | М | 250枚/箱 | ¥2,700 |
| 188234 | 53819 | L | 250枚/箱 | ¥2,700 |
| | | | | |

※掲載の商品は全て研究、実験、検査用です。医療行為には使用できません。

ラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありませんが、アレルギー体質 の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止して下さい。

※天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーや

掲載品の仕様、価格等は、社会情勢等の事情により止むを得ず変更する場合があります。

株式会社 イナ・オプティカ

本社

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-1-29 オプテック・ダイエービル TEL 06-6882-6006 / FAX 06-6882-6116

長野営業所 / 信州配送センター

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 3856-261 TEL:0265-86-2434 FAX:0265-86-5613

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-8-29 TEL:092-477-2620 FAX:092-477-2621

東京事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-1-9 日本橋 T ビル 602 TEL:03-6661-6438 FAX:03-6661-6439

http://www.bio-bik.co.jp

KIMTECH は Kimberly-Clarkの登録商標です