

KIMTECH SCIENCE* A7 P+ Lab Coat

NEW 安全性を より高めるために!

- A7 P+ラボコートは「血液等の飛沫」から身体を保護します。
- EN規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合品です。
- 微生物に対する保護テスト済みです。
- クリーンルームISO 7対応の二重包装。



ハイカラー
コートの襟はハイカラーになっており、首元を完全にカバーします。



高性能リント布素材
滑りにくく、耐薬品性、耐静電気性に優れた高性能リント布を採用しております。



手首の露出防止機能
手首に取り付けたループに親指を通すことで、袖がまくれず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。

**COVER YOUR WRISTS
COVER THE RISK!**

1/3

ラボワーカーの3分の1 (1/3) は手首のカバーが不完全です。

100%のラボワーカーが安全のためにカバーの必要性を認識しています。(*1)

100%

INCREASE
PERSONAL SAFETY

DECREASE
CONTAMINATION

*1. Customer Survey - Kimberly-Clark Professional® 2013

注文コード	商品No.	仕様	サイズ	入数	価格	1枚あたり
188172	97700	個包装	S	15枚(1枚毎包装×15/パック)/箱	¥14,200	¥947
188173	97710	個包装	M	15枚(1枚毎包装×15/パック)/箱	¥14,200	¥947
188174	97720	個包装	L	15枚(1枚毎包装×15/パック)/箱	¥14,200	¥947

■ 耐薬品性


EN ISO 6350:2005 — 液体/化学製品の防御性	CAS number	浸透性 クラス	浸透性 %	撥水性 クラス	撥水性 %
アセトン 100%	67-64-1	3	<1%	1	>80%
酢酸 40%	64-19-7	3	<1%	3	>95%
エタノール 95%	64-17-5	3	<1%	2	>90%
ホルムアルデヒド 37%	50-00-0	3	<1%	3	>95%
塩酸 37%	7647-01-0	3	<1%	2	>90%
硝酸 40%	7697-37-2	3	<1%	3	>95%
水酸化ナトリウム 48%	1310-73-2	3	<1%	2	>90%
硫酸 30%	7664-93-9	3	<1%	3	>95%

*CAS number: 化学物質を特定するための番号

■ テクニカルデータ: KIMTECH SCIENCE* A7 P+ Lab Coat

ファブリック・テスト	テスト方法	Result
微生物濾過効率(3.0μm)	ASTM F2100	>99%
粒子濾過効率(0.5μm)	ASTM F2299	>99%

■ サイズ目安



パープルニトリル エクストラグローブ



スターリングニトリル エクストラグローブより
厚手で、さらに強度に優れています。

※詳細は「INA・OPTIKA総合カタログ 2015-2016」P.169掲載
比較表をご参照ください。⇒ <http://www.bio-bik.co.jp/>



50枚入

細胞毒性のある危険な薬剤などから 着用者を保護します。

- 薬剤暴露のリスクをとまなう作業を考慮し、設計されたグローブです。
- 「米国労働安全衛生局 (OSHA)」、「米国医療薬剤師会 (ASHP)」などが定める
薬剤の取り扱いガイドラインに適合しています。
- ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
- 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、
パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
- ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています。
- 左右兼用で使用でき、指先にはすべりにくいエンボス加工をしています。
- 材料、包装に環境負荷物質を含みません。
- ピンホール試験最高レベル (AQL1.5) をクリアしています。



ロングタイプ



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188136	55090	XS	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188137	50601	S	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188138	50602	M	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188139	50603	L	50枚/箱	¥3,000	50枚×10

株式会社 イナ・オプティカ

本 社

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail: info@bio-bik.co.jp

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613

販売店

※掲載品はすべて研究用です。
※掲載価格には消費税は含まれておりません。