

NEW

トランスポートチューブ

特長

- ISO 13485取得工場で、クラス100,000 (USA Fed.Std.209D) 及びクラス6 (VDI 2083) のクリーンルーム環境で製造されています。
- 電子線滅菌済
- キャップ装着済
- 材質:チューブ/PP キャップ/PE
- DNase/RNaseフリー
- Pyrogenフリー




YST-5-TPS-C

5mL 自立型 コニカル底

全長: 約 57.9mm (キャップ含む)

キャップ外径: 約φ21.9mm

実物大



フラットトップ型スクリューキャップ




YST-10-TPS-C

10mL 自立型 コニカル底

全長: 約 103.3mm (キャップ含む)

キャップ外径: 約φ21.6mm

実物大



プラグ型スクリューキャップ

Nuclease Endotoxin **FREE** P.P. バージン ポリプロピレン フリーズ **-80℃**

注文コード	商品 No.	容量	形状	滅菌	入数	価格	単価
201005	YST-5-TPS-C	5mL	自立型 (コニカル底)	滅菌 電子線	500 本 (50 本 × 10 袋) / 箱	¥16,000	32.0
201006	YST-10-TPS-C	10mL	自立型 (コニカル底)	滅菌 電子線	500 本 (50 本 × 10 袋) / 箱	¥19,000	38.0

※本カタログの掲載商品はすべて研究用です ※※表示価格には消費税は含まれておりません

輸入発売元

株式会社 **イナ・オプティカ** <https://www.bio-bik.co.jp/>

本社

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL:06-6882-6006 / FAX:06-6882-6116

長野営業所 / 信州配送センター

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 3856-261
TEL:0265-86-2434 FAX:0265-86-5613

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-8-29
TEL:092-477-2620 FAX:092-477-2621

東京事務所

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 H¹O 日本橋小舟町 408
TEL:03-6661-6438 FAX:03-6661-6439

販売店