

KIMTECH™

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL™

NEW エlement™ ニトリルグローブ

- 操作性と快適性に優れたニトリルグローブです!



250 枚入

¥3,900

1枚あたり
¥15.6

株式会社 イナ・オプティカ

<https://www.bio-bik.co.jp/>

KIMTECH™

NEW エLEMENT™ ニトリルグローブ

操作、快適、経済性に優れた
ニトリルグローブ!!



厚さ

中指先:0.08mm
手のひら:0.05mm
袖:0.04mm

長さ

230mm



250 枚入

- ニトリルが持つ優れた安全性
- 左右兼用、パウダーフリー
- 指先にはすべりにくいエンボス加工
- 優れた静電気拡散性
- 食品衛生法に適合
- ピンホール試験最高レベル(AQL 1.0)をクリア
- 原料、製造工程での環境負荷物質不使用
- RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠
- 化学防護手袋の安全性基準「ASTM F739 (国際規格)」に適合しております。
(JIS規格 T8116同等/準拠)

ゴミ削減

スペース
削減

一般的な100枚入グローブに比べ
収納スペースやゴミを
削減することができます



合計500枚



合計500枚

注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	1枚あたり	大箱
188231	53816	XS	250枚/箱	¥3,900	¥15.6	250枚×10
188232	53817	S	250枚/箱	¥3,900	¥15.6	250枚×10
188233	53818	M	250枚/箱	¥3,900	¥15.6	250枚×10
188234	53819	L	250枚/箱	¥3,900	¥15.6	250枚×10

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

株式会社 **イナ・オプティカ**

本 社

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail: info@bio-bik.co.jp

販売店

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

東京事務所

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-6 H'O日本橋小舟町408
TEL 03-6661-6438 FAX 03-6661-6439

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613