

# キムテック ニトリルグローブ特別価格セール

KIMTECH™

2024年4月9日～2024年6月7日

化学防護手袋安全基準※1 適合グローブ

指先が丈夫で、やわらかく包み込むような着け心地です。

■特長

- ロット毎にCOA(分析表)の発行が可能
- ニトリルが持つ優れた安全性、優れた静電気拡散性
- 左右兼用、パウダーフリー、指先にはすべりにくいエンボス加工
- 食品衛生法に適合 ●生体適合試験クリア
- ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア
- 原料、製造工程での環境負荷物質不使用
- RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠
- 化学防護手袋の安全性基準「ASTM F739(国際規格)」に適合 (JIS規格 T8116同等/準拠)
- 米国抗がん剤耐性試験規格「ASTM D6978-05」に準拠・適合



厚さ 中指先 0.11mm  
手のひら 0.06mm  
袖 0.05mm

長さ 242mm

特別価格

¥4,600



¥2,900

1枚あたり ¥14.5

200枚入

注文コード	商品No.	サイズ	入数
<b>188241</b>	62825	XS	200枚 / 箱
<b>188242</b>	62826	S	200枚 / 箱
<b>188243</b>	62827	M	200枚 / 箱
<b>188244</b>	62828	L	200枚 / 箱

KIMTECH

ビスタ  
ニトリルグローブ

特別価格

¥3,900



¥2,900

1枚あたり ¥11.6

化学防護手袋安全基準※1 適合グローブ

■特長

- 操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
- ロット毎にCOA(分析表)の発行が可能
- ニトリルが持つ優れた安全性、静電気拡散性
- 左右兼用、パウダーフリー、指先にはすべりにくいエンボス加工
- 食品衛生法に適合
- 生体適合試験クリア
- ピンホール試験最高レベル(AQL1.0)をクリア
- 原料、製造工程での環境負荷物質不使用
- RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠
- 化学防護手袋の安全性基準「ASTM F739(国際規格)」適合 (JIS規格 T8116同等/準拠)



厚さ 中指先 0.08mm  
手のひら 0.05mm  
袖 0.04mm

長さ 230mm

250枚入

注文コード	商品No.	サイズ	入数
<b>188231</b>	53816	XS	250枚 / 箱
<b>188232</b>	53817	S	250枚 / 箱
<b>188233</b>	53818	M	250枚 / 箱
<b>188234</b>	53819	L	250枚 / 箱

KIMTECH

エレメント  
ニトリルグローブ

※1:化学物質による労働災害を防止する労働安全衛生法に関する政省令が改定され、2024年4月1日より施行されています。(裏面参照)

株式会社 イナ・オプティカ

## 化学防護手袋安全基準適合グローブ

### ■特長

- ロット毎に COA (分析表) の発行が可能
- 長時間の装着でも蒸れにくい薄型素材
- 『天然ゴムの特性を有するニトリルゴム』(特許取得)
- 優れた操作性 (従来のニトリルグローブに比べ 1.5 倍以上の伸縮性)
- 優れた帯電防止性能 (従来品の 10 分の 1~100 分の 1 の表面抵抗)
- 化学防護手袋の安全性基準「ASTM F739 (国際規格)」に適合 (JIS規格 T8116同等/準拠)
- 米国抗がん剤耐性試験規格「ASTM D6978」に準拠・適合
- ピンホール試験最高レベル (AQL1.0) をクリア



**2,000 枚入  
大箱特別価格  
¥35,900  
1枚あたり ¥17.95**

注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	特別価格	1枚あたり
<b>188156</b>	50705	XS	200 枚 / 箱	¥5,900	▷ <b>¥3,760</b>	<b>¥18.80</b>
<b>188191</b>	50705 (大箱)	XS	2000 枚 / 箱 (200枚×10箱 / 箱)	¥59,000	▷ <b>¥35,900</b>	<b>¥17.95</b>
<b>188157</b>	50706	S	200 枚 / 箱	¥5,900	▷ <b>¥3,760</b>	<b>¥18.80</b>
<b>188192</b>	50706 (大箱)	S	2000 枚 / 箱 (200枚×10箱 / 箱)	¥59,000	▷ <b>¥35,900</b>	<b>¥17.95</b>
<b>188158</b>	50707	M	200 枚 / 箱	¥5,900	▷ <b>¥3,760</b>	<b>¥18.80</b>
<b>188193</b>	50707 (大箱)	M	2000 枚 / 箱 (200枚×10箱 / 箱)	¥59,000	▷ <b>¥35,900</b>	<b>¥17.95</b>
<b>188159</b>	50708	L	200 枚 / 箱	¥5,900	▷ <b>¥3,760</b>	<b>¥18.80</b>
<b>188194</b>	50708 (大箱)	L	2000 枚 / 箱 (200枚×10箱 / 箱)	¥59,000	▷ <b>¥35,900</b>	<b>¥17.95</b>

## 2024年4月1日 改正された労働安全衛生法関係政省令が完全施行されました


この改正では、化学物質を原因とする労働災害を抑制するため、新たな化学物質規制制度が導入されています。キムテックニトリルグローブの耐薬品性能表は、弊社ウェブサイト・右の QR コードからご覧いただけます<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> エレメントニトリルについては、ASTM F739 に準拠した透過性評価試験を 10% エタノールについてのみ実施しており、他の薬品に対するデータはございません



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>POINT 1</b> ラベル・SDS の伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します<sup>※1</sup></p> <p><b>POINT 3</b> 化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます<sup>※3</sup></p> | <p><b>POINT 2</b> リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付けられます<sup>※2</sup></p> <p><b>POINT 4</b> 自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます (化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等)</p> |
|---|---|
- ※1... 国による GHS 分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次対象に追加  
 ※2... 厚生労働大臣が定める物質 (濃度基準値設定物質) が対象  
 ※3... 皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象

図版は厚生労働省ウェブサイトより抜粋



輸入・発売元  
**株式会社 イナ・オプティカ** <https://www.bio-bik.co.jp>

KIMTECH™ は Kimberly-Clark の登録商標です

※消費税は別途請求させていただきます  
 ※本カタログに掲載の製品はすべて研究用です

本社  
 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-1-29 オプテック・ダイエービル  
 TEL 06-6882-6006 / FAX 06-6882-6116

販売店

福岡営業所  
 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-8-29  
 TEL:092-477-2620 FAX:092-477-2621

東京事務所  
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 H'O 日本橋小舟町 408  
 TEL:03-6661-6438 FAX:03-6661-6439

長野営業所 / 信州配送センター  
 〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 3856-261  
 TEL:0265-86-2434 FAX:0265-86-5613