

ラベンダーニトリルグローブ

薄く柔らかい感触による高い操作性
伸縮性・引張り強度に優れ、様々な用途で使用可能

**大箱限定
特価セール!!**

SPECIAL PRICE SALE

2025.10.21 (Tue) – 2026.3.19 (Thu)

製品特長／仕様

- 薄く柔らかい感触による高い操作性
- 天然ゴムラテックスフリー
- パウダーフリー
- ピンホール品質基準：AQL 1.0
- 50種類以上の薬剤耐性試験済 (ASTM D6978-05)
- 化学防護手袋の安全基準「ASTM F739 (国際規格)」に適合 (JIS 規格 T8116 同等 / 準拠)
- 滑り止め加工済
- 左右兼用
- 未滅菌



250 枚入

一枚の厚み (mm)		長さ (mm)
中指	: 0.08	
手のひら	: 0.07	
手首	: 0.06	

注文コード	商品 No.	サイズ	入数 (大箱)	特別価格	一枚あたり
209020	52816(大箱)	XS	2,500 枚 (250 枚 × 10 箱) / 大箱	¥29,800	¥11.9
209021	52817(大箱)	S	2,500 枚 (250 枚 × 10 箱) / 大箱	¥29,800	¥11.9
209022	52818(大箱)	M	2,500 枚 (250 枚 × 10 箱) / 大箱	¥29,800	¥11.9
209023	52819(大箱)	L	2,500 枚 (250 枚 × 10 箱) / 大箱	¥29,800	¥11.9

株式会社 **イナ・オプティカ**

※消費税は別途請求させていただきます ※本カタログ掲載品は全て研究用です
*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2025 O&M Halyard International. All rights reserved.
The COLOR LAVENDER is a Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2018. All rights reserved
販売名：ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10282GL0001

本社
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL:06-6882-6006 FAX:06-6882-6116

長野営業所 / 信州配送センター
〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 3856-261
TEL:0265-86-2434 FAX:0265-86-5613

福岡営業所
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-8-29
TEL:092-477-2620 FAX:092-477-2621

東京事務所
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 H'O 日本橋小舟町 408
TEL:03-6661-6438 FAX:03-6661-6439

販売店