

GLOVE CATALOG

キンバリークラークグローブ カタログ

キンバリークラークは、140年前に最初の販売を始めてから、
時代の変化にあわせて進歩し、
現在も世界中にその足跡を残し続けています。
キンバリークラークのグローバルブランドは、
毎日175カ国以上で生活の一部として使われており、
人々に健康と衛生そして幸福を提供しています。

研究用



NEW

Elbow-Length Gloves (肘丈グローブ)

キムテックサイエンス* ウルトラブルーニトリルグローブ




販売終了

**16インチ (40cm) ロンググローブで
世界水準の安全性!**

- ピンホール試験：最高レベル AQL0.65
- 16インチ (40cm) の長さは、前腕までをカバーできます。
- 袖口がビーズ加工されており、強度および装着性に優れています。

- 特長**
- 厚さ6.3mil(0.16mm)は優れた強度を提供します。
 - 手のひらと指先に滑り止めのエンボス加工を施してあります。
 - 幅広い化学薬品に耐性のあるニトリルゴム製。
 - 天然ゴムラテックスは一切含まないため、ラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
 - 左右兼用
 - パウダーフリー
 - 非滅菌



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188201	47976	S	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188202	47977	M	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188203	47978	L	50枚/箱	¥3,000	50枚×10

● ニトリルグローブ



ラベンダーニトリルグローブ

- 特長**
- 非常
 - 長時
 - 食品
 - 天然
 - ニトリ

販売終了

優れた操作性を実現します。

ラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188153	52818	M	250枚/箱	¥6,300	250枚×10
188154	52819	L	250枚/箱	¥6,300	250枚×10




スターリングニトリルグローブ

- 特長**
- 「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
 - 従来のニトリルグローブに比べ伸縮性があり、優れた操作性を実現します。
 - 長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
 - ウィルス透過性試験での最高水準をクリアしています。
 - 動物実験などにお勧めです。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188156	50705	XS	200枚/箱	¥6,500	200枚×10
188157	50706	S	200枚/箱	¥6,500	200枚×10
188158	50707	M	200枚/箱	¥6,500	200枚×10
188159	50708	L	200枚/箱	¥6,500	200枚×10



スターリングニトリル エクストラグローブ

- 特長**
- 「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
 - 従来のニトリルグローブに比べ伸縮性があり、優れた操作性を実現します。
 - 長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
 - ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能で、動物実験などにお勧めです。
 - ウィルス透過性試験での最高水準をクリアしています。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188146	53137	XS	100枚/箱	¥5,500	100枚×10
188147	53138	S	100枚/箱	¥5,500	100枚×10
188148	53139	M	100枚/箱	¥5,500	100枚×10
188149	53140	L	100枚/箱	¥5,500	100枚×10



パープルニトリルグローブ

- 特長**
- Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
 - 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
 - ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています。
 - 左右兼用で使用でき、指先にはすべりにくいエンボス加工をしています。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188011	55080	XS	100枚/箱	¥5,900	100枚×10
188012	55081	S	100枚/箱	¥5,900	100枚×10
188013	55082	M	100枚/箱	¥5,900	100枚×10
188014	55083	L	100枚/箱	¥5,900	100枚×10



パープルニトリル エクストラグローブ

- 特長**
- 「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合しています。
 - ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
 - 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
 - ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています。
 - 左右兼用で使用でき、指先にはすべりにくいエンボス加工をしています。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188136	55090	XS	50枚/箱	¥3,000	50枚×10
188137	50601	S	50枚/箱	¥4,100	50枚×10
188138	50602	M	50枚/箱	¥4,100	50枚×10
188139	50603	L	50枚/箱	¥4,100	50枚×10

販売終了

● ラテックスグローブ



ラテックスグローブ(PFE)

- 特長**
- 安定した品質が保証されているロングセラー製品です。
 - アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれる蛋白質の溶出量は50ug/g以下です。
 - パウダーフリーです。
 - ウィン
 - 左右
 - 米国
 - ※アレル

販売終了



			入数	価格	大箱
			枚/箱	¥2,900	100枚×10
188002	57220(220)	S	100枚/箱	¥2,900	100枚×10
188003	57330(330)	M	100枚/箱	¥2,900	100枚×10
188004	57440(440)	L	100枚/箱	¥2,900	100枚×10
188005	57550(550)	XL	90枚/箱	¥2,600	90枚×10

※商品には、下3桁「110 / 220 / 330 / 440」が商品Noとして表記されています。



ラテックス エクストラグローブ

- 特長**
- ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
 - アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれる蛋白質の溶出量は50ug/g以下です。
 - パウダーフリーです。
 - 左右
 - ※アレル

販売終了



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188021	50501	S	50枚/箱	¥2,800	50枚×10
188022	50502	M	50枚/箱	¥2,800	50枚×10
188023	50503	L	50枚/箱	¥2,800	50枚×10
188024	50504	XL	50枚/箱	¥2,500	50枚×10



コンフォートラテックスグローブ


- 特長**
- 手にぴったりフィットする薄型仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
 - アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれる蛋白質の溶出量は50ug/g以下です。
 - パウダーフリーです。
 - 左右
 - ※アレル

販売終了



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188180	43431	XS	100枚/箱	¥2,200	100枚×10
188181	43432	S	100枚/箱	¥2,200	100枚×10
188182	43433	M	100枚/箱	¥2,200	100枚×10
188183	43434	L	100枚/箱	¥2,200	100枚×10

※キンバリークラークのラテックスグローブはすべてパウダーフリーであり、再生可能資源である天然ゴム製です。
 ※当カタログ掲載商品は、材料・包装に環境負荷物質を含みません。
 また、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリアしています。



キムテック™ G3 ステライル スターリングニトリルグローブ

- 特長**
- [材質]** ● [天然ゴムの特性を有するニトリルゴム]の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
 - やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度、耐薬品性の素材です。
 - 長時間の装着でもムレにくい素材となっております。
 - [安全性]** ● ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
 - [クリーン]** ● クラス10クリーンルーム対応です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドキシン値も小さくなっております。
 - [品質管理]** ● ロット毎に分析表や滅菌証明書を発行しております。



注文コード	商品No.	滅菌	サイズ(インチ)	入数	価格
188160	11821	滅菌ガンマー線	6	300ペア(30ペア×10袋)/箱	¥63,100
188161	11822	滅菌ガンマー線	6.5	300ペア(30ペア×10袋)/箱	¥63,100
188162	11823	滅菌ガンマー線	7	300ペア(30ペア×10袋)/箱	¥63,100
188163	11824	滅菌ガンマー線	7.5	300ペア(30ペア×10袋)/箱	¥63,100
188164	11825	滅菌ガンマー線	8	300ペア(30ペア×10袋)/箱	¥63,100



キムテック™ G3 ステライルラテックスグローブ

- 特長**
- [材質]** ● 特別精製されたナチュラルラバーラテックスで、強度、耐久性および装着性に優れています。
 - アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれている蛋白質の溶出量は、50ug/g以下です。
 - [安全性]** ● ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
 - [クリーン]** ● クラス10クリーンルーム対応です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドキシン値も小さくなっております。
 - 洗浄後、クラス100クリーンルームで一対ずつパウチパックしております。
 - クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
 - [品質管理]** ● ロット毎に分析表や滅菌証明書を発行しております。
 - ※ アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止して下さい。



注文コード	商品No.	滅菌	サイズ(インチ)	入数	価格
188090	56843	滅菌ガンマー線	6	200ペア(20ペア×10袋)/箱	¥51,900
188091	56844	滅菌ガンマー線	6.5	200ペア(20ペア×10袋)/箱	¥51,900
188092	56845	滅菌ガンマー線	7	200ペア(20ペア×10袋)/箱	¥51,900
188093	56846	滅菌ガンマー線	7.5	200ペア(20ペア×10袋)/箱	¥51,900
188094	56847	滅菌ガンマー線	8	200ペア(20ペア×10袋)/箱	¥51,900



キムテック™ G3 ホワイトニトリルグローブ

- 特長**
- [材質]** ● 強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。
 - 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
 - [安全性]** ● ロングタイプで袖口をしっかり覆うことが可能です。
 - 左右兼用で使用でき、指先にはすべりにくいエンボス加工をしています。
 - [クリーン]** ● クラス10クリーンルーム対応です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。
 - [品質管理]** ● ロット毎に分析表を発行しております。
 - クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。



注文コード	商品No.	サイズ	入数	価格	大箱
188046	56880	XS	100枚/袋	¥7,100	100枚×10
188047	56881	S	100枚/袋	¥7,100	100枚×10
188048	56882	M	100枚/袋	¥7,100	100枚×10
188049	56883	L	100枚/袋	¥7,100	100枚×10

Solutions

At Kimberly-Clark Professional*, our work is to safeguard those people who power humanity's engine of progress. People who work to put food on the table. People who work to address the challenges and opportunities of a new millennium.



Because we know that for every industry, for any business, people are the single, most important asset. They make our workplaces work and we make their workplaces exceptional.



Quality

各種 証明書の発行およびデータの公開も可能です。

ISO9001及びISO13485認証の自社工場で生産と品質管理を行っています。



株式会社 **イナ・オプティカ**

<https://www.bio-bik.co.jp/>

本 社

販売店

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail: info@bio-bik.co.jp

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613