

INA・OPTIKA

2026 New Products



株式会社 イナ・オプティカ

BIO-BIK

自立型 30mL チューブ

MADE IN JAPAN

サンプルの採取・保存に 取扱いやすい最適なサイズ



■特長

- チューブ本体は透明度が非常に高く、サンプルの目視確認が容易です
- チューブ側面には書き込みスペースと成型による金型目盛りが付いています
- キャップは書き込み可能なフラットキャップです
- 別売アダプターを使用し、50mL遠沈管用ローターで遠心が可能です
- チューブ本体とキャップはポリプロピレン製で、オートクレーブ (121℃、15 分) と凍結保存 (-80℃) が可能です

※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください

●最大遠心力: 12,000RCF

※遠心を行う場合は、遠心用アダプター 30ML-ADP (下に掲載) が必要です
遠心条件: 水 24mL/15 分間 (ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます)

■仕様

- 全長 / 82.6mm
- チューブ外径 / φ 29.1mm



30ML-ADP

30mL 自立型チューブ遠心用アダプター
材質: NBR・2 個入り / 袋
注文コード: 204066
¥3,900

Nuclease
Endotoxin
FREE

フリーズ **-80℃**

オート
クレーブ **121℃**

P.P. パーゼン
ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格
113039	FST-30ML	—	30mL	チューブ: PP キャップ: PP	100 本 (チューブ 50 本 × 2 袋 / キャップ 50 個 × 2 袋) / 箱	¥9,800

1.5mL 丸底マイクロチューブ 滅菌

滅菌
電子線

MADE IN JAPAN

キャップ閉じ滅菌で便利な小分け包装

■特長

- あらかじめキャップが密閉された状態で 50 本ずつ小分け包装されていますので、開封後もチューブ内は滅菌状態が維持でき、衛生的にご使用いただけます
- キャップは密封性の高いアンダーカット構造です
- DNA の吸着が少ないポリプロピレン (ホモポリマー) を使用しております
- 書き込み可能なフラットキャップです
- チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります
- 開閉に便利なチャック付袋入りです
- 最大遠心力: 20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます



キャップ閉じ
小分け包装

Nuclease
Endotoxin
FREE

フリーズ **-80℃**

オート
クレーブ **121℃**

P.P. パーゼン
ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	入数	価格
113037	RC-0150S	滅菌 電子線	1.5mL	200 本 (50 本 × 4 袋) / 箱	¥5,500

メタルフリー 50mL 自立型チューブ

滅菌
電子線

微量金属含有量 1ppb 未満



■特長

- クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています
- 一般的な 43 種類の微量金属含有量が 1ppb (10 億分の 1) 未満であることが保証されています (※下記参照)
- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer) です
- 本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます
- 容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です
- キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです
- 最大遠心力: 12,500RCF

※上記遠心強度の数値は、水をチューブの 8 割 (40mL) 入れ、15 分間遠心した場合の試験値です
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます
強遠心する場合は、1 回のみの遠心をおすすめします

Nuclease
Endotoxin FREE

P.P. バージン
ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格
153048	3093-345	滅菌 電子線	50mL	チューブ:PP キャップ:PE	500 本 (50 本 × 10 袋) / 箱	¥52,800

メタルフリーチップ

滅菌
電子線

微量金属含有量 1ppb 未満

■特長

- クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています
- 一般的な 43 種類の微量金属含有量が 1ppb (10 億分の 1) 未満であることが保証されています (※下記参照)
- 高品質の 100% 純粋な医療グレードのバージンポリプロピレンで作られているため、DiHemda やビスフェノール A などの汚染物質は含まれていません
- ICP-MS を用いて樹脂の事前検査を行い、抽出物や未知の汚染物質が存在しないことを確認しています

1110-965 10μL



1113-965 200μL



1115-965 1250μL



Nuclease
Endotoxin FREE

P.P. バージン
ポリプロピレン

オート
クレープ 121℃

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	容量	入数	価格
142093	1110-965	ラック	滅菌 電子線	10μL	96 本 × 12 個 / トレイ	¥13,400
142094	1113-965	ラック	滅菌 電子線	200μL	96 本 × 10 個 / トレイ	¥12,200
142095	1115-965	ラック	滅菌 電子線	1,250μL	96 本 × 6 個 / トレイ	¥12,500

Labconメタルフリー製品は主要な微量金属含有量1ppb(10億分の1)未満!

ICP-MSを用いた第三者機関による検査を受け、43種類の金属が1ppb(10億分の1)の検出レベルで含まれていないことが保証されています


検査対象金属 (43種類)

- | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ✓カルシウム | ✓マグネシウム | ✓亜鉛 | ✓鉄 | ✓マンガン | ✓銅 | ✓アルミニウム | ✓シリコン | ✓ニッケル |
| ✓バナジウム | ✓ナトリウム | ✓リン | ✓コバルト | ✓クロム | ✓カリウム | ✓リチウム | ✓鉛 | ✓セレン |
| ✓カドミウム | ✓水銀 | ✓砒素 | ✓ベリリウム | ✓銀 | ✓金 | ✓バリウム | ✓ビスマス | ✓セリウム |
| ✓セシウム | ✓ガリウム | ✓ゲルマニウム | ✓モリブデン | ✓ニオブ | ✓ルビジウム | ✓レニウム | ✓アンチモン | ✓スズ |
| ✓ストロンチウム | ✓タンタル | ✓チタン | ✓タリウム | ✓タングステン | ✓イットリウム | ✓ジルコニウム | | |

BIO-BIK

マクロチップ 5mL, 10mL

フィンピペット対応



PT-5FN



PT-10FN

■特長

- フィンピペット・F1/F2/Novus（サーモフィッシャー）用チップです
- 5mLはブランド・トランスファーペッテ、10mLはソコレックス・キャリブラ/アキュラとも互換性があります
- 5mLは目盛付きです
- チップ、ラックとも高品質ポリプロピレン製でオートクレーブ可能です
- 検出可能なRNase、DNase、DNA、PCR阻害物質が含まれておらず、発熱物質も含まれていないことが認証されています

■仕様

- チップ全長 / 5mL : 147mm 10mL : 144mm
- 材質 / チップ及びラック : ポリプロピレン



滅菌
電子線

RPT-5FNS



滅菌
電子線

RPT-10FNS

Nuclease
Endotoxin FREE

Human
DNA FREE

オート
クレーブ121℃

P.P. パージン
ポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	容量	入数	価格
131005	PT-5FN	バルク	—	5mL	100本 / 袋	¥4,500
131006	RPT-5FNS	ラック	滅菌 電子線	5mL	50本立 / 個	¥4,500
131007	PT-10FN	バルク	—	10mL	100本 / 袋	¥4,300
131008	RPT-10FNS	ラック	滅菌 電子線	10mL	25本立 / 個	¥2,900

株式会社 **イナ・オプティカ**

www.bio-bik.co.jp

本カタログの掲載商品はすべて研究用です
消費税は別途ご請求させていただきます

本社
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL:06-6882-6006 FAX:06-6882-6116

長野営業所 / 信州配送センター
〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 3856-261
TEL:0265-86-2434 FAX:0265-86-5613

福岡営業所
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-8-29
TEL:092-477-2620 FAX:092-477-2621

東京事務所
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 H¹O 日本橋小舟町 408
TEL:03-6661-6438 FAX:03-6661-6439

販売店